



ALTRI PRODOTTI

## VALVOLA A TASTO


La valvola a tasto mtp si utilizza con le impugnature di irrigazione e di aspirazione KARL STORZ nelle versioni 723620 H e 723622 H per i reparti di otorinolaringoiatria e nelle versioni 28161 TH e 28161 JH per la neurologia.

L'aspirazione continuada può essere interrotta e la funzione di irrigazione essere attivata premendo il tasto della valvola.

- + semplice applicazione
- + elevata sicurezza igienica
- + accessorio controllato e approvato da KARL STORZ

### 101010-10

Valvola a tasto monouso. Da utilizzare con le impugnature di irrigazione e di aspirazione 723620 H e 723622 H per ORL e 28161 TH e 28161 JH per la neurologia KARL STORZ. Sterile, confezione da 10 pezzi.



misura originale